

## Clear Heat Seal, gas permeable, heat sealing film

with 3 mm slits for gas transfer  
Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0540-SLIT-S | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0540/SLIT/S

**31,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -80°C bis 110°C

**Art der Folie:** transparent

**Eigenschaften:** gas permeable

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** 1 Testrolle