

## Clear Heat Seal, peelable heat sealing film

Roll, Size (350 m x 115 mm)



1 Rolle  
Artikel-Nr.: AS4TI-0542-REMP | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0542/REMP

**885,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -80°C bis 80°C, PCR, Real-Time PCR

**Art der Folie:** transparent

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** 1 Rolle