


PCR Foil Seal, pierceable adhesive aluminium foil

strong adhesive
Sheets, Size (130 x 80 mm)



100 Stück

Artikel-Nr.: AS4TI-0550 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0550

88,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -40°C bis 120°C, PCR
Art der Folie: Aluminium, nicht transparent
Folienformat: Blätter
Kategorie: Adhäsive Folie
pierceable / peelable: peelable, pierceable
Produktlinie: Azenta
Verpackung: 100 Stück