


qPCR Adhesive Seal, optically clear film

pressure activated adhesive
Roll, Size (100 m x 80 mm)



1 Rolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0561 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0561

1.166,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis 110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Rolle