


Clear Heat Seal, easily pierceable w. autosampler-

needles, thin polyester heat sealing film

Sample Roll, Size (5 m x 115 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0582-S | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0582/S

31,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis 80°C (110°C prLid), PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Eigenschaften: Permanent seal

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Produktlinie: Azenta

Verpackung: 1 Testrolle