

## Gas Permeable Heat Seal, heat sealing membrane

Sample Roll, Size (5 m x 78 mm)



1 Testrolle

Artikel-Nr.: AS4TI-0598-S | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0598/S

**31,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

---

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -20°C bis 80°C

**Art der Folie:** nicht transparent

**Eigenschaften:** Autoklavierbar, gas permeable

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable, pierceable

**Produktlinie:** Azenta

**Verpackung:** 1 Testrolle