

0.08ml Non-coded Locking Tube, 384-format

round well design
uncapped, for septum cap or thermal sealing



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 20 Racks

Artikel-Nr.: AX64-0110211 | Azenta | Hersteller-Nr.: 64-0110211

1.355,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Brand: | FluidX |
| Codierung: | ohne Codierung |
| Passend für Rackformat: | SBS/384 |
| Produktart: | Gefäß ohne Deckel |
| Verpackung: | Packung à 20 Racks |
| Volumen: | 0.08 ml |