

0.1ml Non-coded Locking Tube, 384-format

square well design
uncapped, for thermal sealing



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 20 Racks

Artikel-Nr.: AX64-0120211 | Azenta | Hersteller-Nr.: 64-0120211

1.355,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Passend für Rackformat:	SBS/384
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Verpackung:	Packung à 20 Racks
Volumen:	0.1 ml