

## 2.0ml Non-coded Tube, 48-format, External Thread

capped with Automation Friendly Screw Cap  
capped

# Biozym

SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 480 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX64-7532 | Azenta | Hersteller-Nr.: 64-7532

**205,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Codierung:** ohne Codierung  
**Passend für Rackformat:** SBS/48  
**Produktart:** Gefäß mit Deckel  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde  
**Verpackung:** Packung à 480 Tubes (bulk)  
**Volumen:** 2.0 ml