

## TPE Septum Cap, blue, 96-format

on backing mat  
for all Internal Thread Tubes



10 Matten à 96 Caps (960 Caps/Packung)

Artikel-Nr.: AX65-73001-10 | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 65-73001-10

**65,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Codierung:** ohne Codierung  
**Farbe:** blau  
**Passend für Rackformat:** SBS/96  
**Produktart:** Verschluss  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde, Septum Cap  
**Verpackung:** 10 Matten à 96 Caps (960 Caps/Packung)