

## TPE Septum Cap, red, 96-format

on backing mat  
for all Internal Thread Tubes



50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)  
Artikel-Nr.: AX65-73003 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-73003

**322,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Codierung:** ohne Codierung  
**Farbe:** rot  
**Passend für Rackformat:** SBS/96  
**Produktart:** Verschluss  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde, Septum Cap  
**Verpackung:** 50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)