

TPE Septum Cap, yellow, 96-format

on backing mat
for all Internal Thread Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)
Artikel-Nr.: AX65-73004 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-73004

322,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: ohne Codierung
Farbe: gelb
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Septum Cap
Verpackung: 50 Matten à 96 Caps (4800 Caps/Packung)