

3.8ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, round bottom, capped



Abbildung ähnlich



Packung à 480 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-7517 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7517

939,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 480 Tubes (bulk)
Volumen:	3.8 ml