

2ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, uncapped



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7536 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7536

821,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	2.0 ml