

# Screw Cap, 48-format, External Thread, red

for 48-format Cryo Tubes



Abbildung ähnlich



Packung à 480 Caps (bulk)  
Artikel-Nr.: AX65-7573 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7573

**148,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Codierung:** ohne Codierung  
**Farbe:** rot  
**Passend für Rackformat:** SBS/48  
**Produktart:** Verschluss  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde  
**Verpackung:** Packung à 480 Caps (bulk)