

Screw Cap, 48-format, External Thread, yellow

for 48-format Cryo Tubes



Abbildung ähnlich



Packung à 480 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX65-7576 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7576

148,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Farbe:	g
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 480 Caps (bulk)