

## 1.9ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, capped, Gamma irradiated



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7647-GS | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7647-GS

**747,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	FluidX
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/48
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Außengewinde
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	Packung à 10 Racks
<b>Volumen:</b>	1.9 ml