

1.5ml Tri-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, capped, Electron Beam treated



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7663-EB | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7663-EB

895,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Sommeraktion
Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	1.5 ml