

1.5ml 2D-coded Tube, 48-format, External Thread

base: 2D Code, capped
LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-7667-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-7667-11

712,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: 2D-Barcode
Passend für Rackformat: SBS/48
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 1.5 ml