

Rack, 48-format, without lid

for 4 ml 2D-coded Cryo Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-8502 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-8502

439,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	Packung à 10 Racks