

Rack, 48-format, 1 piece rack base

open bottom for reading on Azenta rack readers
for Tri-coded 2ml Glass & 1, 1.8, 2 ml Cryo Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-9458 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-9458

310,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	Packung à 10 Racks