

Rack, 48-format, LowBase rack

for 48-format External Thread Tri-coded Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-9459 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-9459

310,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks