

Rack, 48-format, 2 piece rack base

open bottom for reading on Azenta rack readers
for 3.8 ml External Thread Tri-coded Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX65-9460 | Azenta | Hersteller-Nr.: 65-9460

310,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: ohne Codierung
Passend für Rackformat: SBS/48
Produktart: Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks