

## 110µl 2D-coded Locking Tube, 384-format

base: 2D code, Round well design  
for septum cap or thermal sealing, uncapped



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 20 Racks

Artikel-Nr.: AX66-0110211 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-0110211

**2.805,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	FluidX
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/384
<b>Produktart:</b>	Gefäß ohne Deckel
<b>Verpackung:</b>	Packung à 20 Racks
<b>Volumen:</b>	0.11 ml