

120µl 2D-coded Locking Tube, 384-format

base: 2D code, Square well design
for thermal sealing, uncapped



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 20 Racks

Artikel-Nr.: AX66-0120211 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-0120211

2.805,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode
Passend für Rackformat:	SBS/384
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Verpackung:	Packung à 20 Racks
Volumen:	0.12 ml