

## 0.5ml Non-coded Tube, 96-format, External Thread

capped, LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-0700-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-0700-11

**711,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	FluidX
<b>Codierung:</b>	ohne Codierung
<b>Format:</b>	LowBase Rack
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Außengewinde
<b>Verpackung:</b>	Packung à 10 Racks
<b>Volumen:</b>	0.5 ml