

0.3ml Non-coded Tube, 96-format, Internal Thread

V-bottom, capped, LowBase rack
with TubeLock, standard profile non-locking lid



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-32041-Y6-L | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 66-32041-Y6-L

711,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.3 ml