

lid for TPE Caps/Individual Thermal Seals only



Artikel-Nr.: AX66-32141 | **Azenta** | Hersteller-Nr.: 66-32141

237,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.3 ml