

for 0.3ml NG Dual Coded Tubes with Septum TPE Caps
0.5ml Tubes with Septum TPE Caps



Artikel-Nr.: AX66-51013 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-51013

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.3 ml, 0.5 ml