

Rack, 96-format, LowBase, TubeLock

standard profile non-locking lid, for 0.3 ml
Internal Thread Tubes w Screw or Septum TPE Caps



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-51014 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-51014

180,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.3 ml