

Rack, 96-format, HighBase

for 0.9 ml Internal Thread
Dual-Coded Tubes with Screw Caps



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-61003 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-61003

180,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	ohne Codierung
Format:	HighBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.9 ml