

0.7ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
capped, HighBase rack, with TubeLock



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-62319-Y6-L | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-62319-Y6-L

992,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode
Format:	HighBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.7 ml