

0.3ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-62326-Y6 | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 66-62326-Y6

777,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: 2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)
Volumen: 0.3 ml