

0.9ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
uncapped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-62345 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-62345

345,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: 2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)
Volumen: 0.9 ml