

0.9ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-62345-Y6 | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 66-62345-Y6

700,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 960 Tubes (bulk)
Volumen:	0.9 ml