

Screw Cap, 96-format, Internal Thread, yellow



Packung à 960 Caps (bulk)
Artikel-Nr.: AX66-63100-Y3 | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 66-63100-Y3

276,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Farbe: gelb
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde, Schraubdeckel
Verpackung: Packung à 960 Caps (bulk)