

## Screw Cap, 96-format, Internal Thread, orange



Packung à 960 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-63100-Y6 | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 66-63100-Y6

**276,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Farbe:** orange  
**Passend für Rackformat:** SBS/96  
**Produktart:** Verschluss  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Innengewinde, Schraubdeckel  
**Verpackung:** Packung à 960 Caps (bulk)