

7.6ml Tri-coded Tube, 24-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, capped



Packung à 240 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-9302 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-9302

836,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat:	SBS/24
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 240 Tubes (bulk)
Volumen:	7.6 ml