

Screw Cap, 24-format, External Thread, orange

automation friendly

for 2.2 ml Tissue Tube, 5 ml and 7.6 ml PP Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 240 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-9401 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-9401

175,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Passend für Rackformat: SBS/24
Produktart: Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 240 Caps (bulk)
Volumen: 2.2 ml, 5.0 ml, 7.6 ml