

## Screw Cap, 24-format, External Thread

Automation Friendly, Orange, ETO treated  
for 4ml Tissue Tube, 6ml and 10ml PP Jacket Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 240 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-9401-S | [Azenta](#) | Hersteller-Nr.: 66-9401-S

**245,50 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Passend für Rackformat:** SBS/24  
**Produktart:** Verschluss  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde  
**Verpackung:** Packung à 240 Caps (bulk)  
**Volumen:** 4.0 ml, 6.0 ml, 10.0 ml