

## Screw Cap, 24-format, External Thread, clear

automation friendly

for 2.2 ml Tissue Tube, 5 ml and 7.6 ml PP Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 240 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-9402 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-9402

**175,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	FluidX
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/24
<b>Produktart:</b>	Verschluss
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Außengewinde
<b>Verpackung:</b>	Packung à 240 Caps (bulk)
<b>Volumen:</b>	2.2 ml, 5.0 ml, 7.6 ml