

Rack, 24-format, 1 piece rack base

open bottom for reading on rack readers
for 7.6 ml External Thread, Tri-coded Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-9455 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-9455

256,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Passend für Rackformat: SBS/24
Produktart: Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 7.6 ml