

Rack, 24-format, without lid

open bottom for reading on rack readers
for 10 ml External Thread, Tri-coded Tubes



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-9456 | Azenta | Hersteller-Nr.: 66-9456

223,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Passend für Rackformat:	SBS/24
Produktart:	Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	10.0 ml