

## 0.2ml 2D-coded Tube, 240-format, External Thread

base: 2D Code  
capped



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 2400 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX67-0202-10 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0202-10

**1.746,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Brand:** FluidX  
**Codierung:** 2D-Barcode  
**Passend für Rackformat:** SBS/240  
**Produktart:** Gefäß mit Deckel  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde  
**Verpackung:** Packung à 2400 Tubes (bulk)  
**Volumen:** 0.2 ml