

0.2ml 2D-coded Tube, 240-format, External Thread

base: 2D Code
capped



SCIENCE IS OUR BUSINESS



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0202-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0202-11

2.235,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: 2D-Barcode
Passend für Rackformat: SBS/240
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 0.2 ml