

## 0.2ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code  
capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX67-0203-10 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0203-10

**839,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	FluidX
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Außengewinde
<b>Verpackung:</b>	Packung à 960 Tubes (bulk)
<b>Volumen:</b>	0.2 ml