

0.48ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, capped, LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0753-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0753-11

1.132,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---|
| Brand: | FluidX |
| Codierung: | 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode |
| Format: | LowBase Rack |
| Passend für Rackformat: | SBS/96 |
| Produktart: | Gefäß mit Deckel |
| Schraubdeckel / Stopfen: | Innengewinde |
| Verpackung: | Packung à 10 Racks |
| Volumen: | 0.48 ml |