

0.48ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, capped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0753-12 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0753-12

1.208,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Format:	HighBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.48 ml