

0.48ml 2D-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, capped
LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0754-11 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0754-11

777,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	FluidX
Codierung:	2D-Barcode
Format:	LowBase Rack
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 10 Racks
Volumen:	0.48 ml