

0.65ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX67-0755-10 | Azenta | Hersteller-Nr.: 67-0755-10

980,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Brand:	FluidX
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Verpackung:	Packung à 960 Tubes (bulk)
Volumen:	0.65 ml